

# Endymed

## RADIOFREQUÊNCIA DO FUTURO

O envelhecimento cutâneo é inevitável. É uma realidade mais do que constatada e que nos rouba um bocadinho de auto-estima todos os dias. Felizmente, com os avanços científicos e tecnológicos em constante evolução, é cada vez maior o número de alternativas que nos ajudam a combater os sinais da passagem do tempo na nossa pele. A tecnologia de radiofrequência fraccionada Endymed 3Deep é a mais recente e implacável arma do mercado para o combate ao envelhecimento cutâneo.

Conheça-a um pouco melhor e saiba quais os benefícios que tem para a saúde da sua pele.

### O que é a radiofrequência fraccionada?

Endymed 3Deep é um tratamento cutâneo de resurfacing tridimensional que combina radiofrequência ablativa microfrazionada com radiofrequência não-ablativa, através de um único pulso de energia, para um efeito anti-rugas que confere volume à pele.

Desta forma, permite tratar as camadas superiores da pele (estrato córneo e epiderme) com ablação, removendo as células danificadas para a redução da aspereza e hiperpigmentação, enquanto a derme é tratada com um aquecimento dérmico profundo não-ablativo, que leva à remodelação do colagénio e à redução de cicatrizes e rugas.

Assim, a inovadora tecnologia de Endymed 3Deep faz uso da interacção de múltiplas fontes de radiofrequência fraccionada para controlar o fornecimento de energia necessário para tratar de forma eficaz as diferentes camadas da pele: estrato córneo, epiderme e derme.

### Manancial de **vantagens**

- ▶ O tratamento com Endymed é completamente individualizado, já que o seu protocolo é 100% adaptável às especificidades da pele de cada paciente.
- ▶ A tecnologia 3Deep penetra mais profundamente nos tecidos, indo directamente à origem dos problemas cutâneos de cada cliente, ao contrário de outras tecnologias usadas até agora.
- ▶ Sem dor nem risco de queimaduras, promove a produção de colagénio, essencial para conferir tonicidade à pele, diminuir a aparência de rugas, uniformizar o tom e eliminar os efeitos do envelhecimento.
- ▶ É um tratamento que não deixa marcas e cujo tempo de recuperação é mínimo.
- ▶ É ideal para combater a flacidez da pele, decorrente do passar dos anos, atenuar cicatrizes, marcas de acne, textura cutânea irregular, lesões superficiais, rosácea e alterações na pigmentação.

### Aval científico (Certificação FDA)

Para além de ser o primeiro sistema usado no corpo e rosto totalmente seguro (o fornecimento de energia é controlado de forma a preservar a epiderme), é também o primeiro aparelho deste tipo a ser aprovado pela FDA (Food and Drug Administration) como terapêutica anti-rugas.

Para saber mais, consulte os inúmeros estudos científicos que comprovam a eficácia de Endymed 3Deep:


[http://www.endymed.com/scientific\\_resources](http://www.endymed.com/scientific_resources)

[http://www.endymed.com/3deep\\_video](http://www.endymed.com/3deep_video)


[http://www.endymed.com/\\_media/boxes/7.pdf](http://www.endymed.com/_media/boxes/7.pdf)

<http://www.sendspace.com/pro/dl/zwf6tf>

### Resultados visíveis



ANTES



DEPOIS

Antes /Após 6 tratamentos  
Pele mais luminosa e uniforme



ANTES



DEPOIS

Antes /Após o tratamento  
Tratamento da acne facial

# 3Deep



## Como funciona?

A tecnologia é simples. Endymed 3Deep gera um aquecimento gradual das camadas da pele mas, à superfície, a temperatura mantém-se nos 40° C, sendo continuamente controlada e monitorizada ao longo da sessão. O que acaba com a preocupação relativamente aos efeitos colaterais que o calor pode provocar nas várias camadas da pele e exclui a necessidade de refrigeração.

Para além disso, os campos eléctricos criados repelem-se mutuamente, levando à combinação ideal das energias direccionadas para as camadas mais profundas da pele: hipoderme e derme. Uma vez que toda a energia emitida é direccionada para áreas-alvo, a penetração profunda da energia na derme pode ser alcançada através de energias consideravelmente mais baixas em comparação com outros sistemas de radiofrequência.

## Único do mercado

Endymed 3Deep é o único aparelho de radiofrequência do mercado que conta com a ajuda de quatro manipuladores para um tratamento cutâneo global: RF Facial, RF Corporal, RF Contouring e RF Fraccionado.



## Onde encontrar?

Representante em Portugal

all4laser

Alameda das Linhas de Torres, 197,  
R/C dtº 1750-143 Lisboa  
Tel.: 217 576 915 / 927 152 672  
Fax: 217 576 917  
all4laser@all4laser.com  
www.all4laser.com

## Onde fazer?

clínica <sup>in</sup>  
ibérico  
nogueira  
QUIRURGIA PLÁSTICA

Rua Coelho da Rocha, nº 27, 1  
1250-087 Lisboa  
Tel.: 21 393 28 10  
clinica@clinicaibericonogueira.pt